





GYNECOLOGICAL CHAIR

ELECTRIC SYSTEM




Pegangan




Penyangga betis

Tuas pengaturan kemiringan/posisi

Tuas pengaturan ketinggian



Basin



Roda

Tuas penggunaan roda



SPESIFIKASI :

KONTRUKSI	: Bongkar / pasang
TIPE	: BES 203 - 02 E
RANGKA UTAMA	: Terbuat dari bahan pipa baja. Dirakit dengan proses pengelasan.
RANGKA SANDARAN	: Terbuat dari bahan pipa baja. Dirakit dengan proses pengelasan.
RANGKA KAKI	: Terbuat dari bahan pipa baja persegi dan plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan
MATRAS	: Terbuat dari bahan busa dan cover matras terbuat dari bahan vinyl.
PENGATURAN KETINGGIAN	: Kemiringan sandaran punggung dapat disesuaikan sampai 70° dengan remote Tinggi-rendah landasan utama dapat disesuaikan dengan remote. Tinggi-rendah penyangga betis dapat disesuaikan secara manual.
PENYELESAIAN AKHIR	: Powder coating dan Proses Poles
BEBAN MAKSIMAL	: 200kg
TEGANGAN	: 220-240 VAC
FREKUENSI	: 50/60 Hz
RODA	: Ø3", terbuat dari bahan plastik
UKURAN	: 1970 (P) x 590 (W) x 515-1060 (T) mm
AKSESORIS	: - Basin terbuat dari bahan baja - Penyangga tisu terbuat dari bahan baja - Penyangga betis - Pegangan

TKDN

33,78%

KEMENKES RI AKD : 21103122371

PT. BINA EQUIPMENT SEJAHTERA
 Jl. Raya Cibeber KM.11 Kp.Cibungur
 RT. 02 RW. 01 Desa Peuteuycondong
 Kec. Cibeber, Kab. Cianjur - Jawa Barat
 Telp : (0263) - 5502003