



MOBILE SUCTION PUMP



Pressure Gauge dan Pressure Regulator




Pegangan



2 Tabung



Injakan Manual



Roda (2 Roda dilengkapi rem)

SPESIFIKASI :

KONSTRUKSI	: Bongkar / pasang
TIPE	: BES 416-01 MSP
RANGKA UTAMA	: Terbuat dari bahan plastik dengan landasan utama dari plat baja Dirakit dengan proses pengelasan
RANGKA TENGAH	: Terbuat dari bahan plat baja dengan tutup belakang terbuat dari plastik Dirakit dengan proses pengelasan
RANGKA BAWAH	: Terbuat dari bahan plat baja, pipa persegi Dirakit dengan proses pengelasan
RODA	: 4 roda Ø3in, dua roda disertai dengan sistem rem
SUMBER DAYA	: 220-240V AC
FREKUENSI	: 50/60Hz
MAKSIMUM VAKUM	: 680mm Hg
LAJU ALIRAN	: 50Lpm
PENYELESAIAN AKHIR	: Powder Coating
UKURAN	: 460 (P) x 410 (L) x 1080 (T) mm
AKSESORIS	: 2 tabung vakum



KEMENKES RI AKD : 21603022896

PT. BINA EQUIPMENT SEJAHTERA
 Jl. Raya Cibeber KM.11 Kp.Cibungur
 RT. 02 RW. 01 Desa Peuteuycondong
 Kec. Cibeber, Kab. Cianjur - Jawa Barat
 Telp : (0263) - 5502003